

光触媒反応装置 TWIN SPIRAL

直進方向に照射する光源装置を使用する場合に効率よく複数の反応管の試料を**同時撹拌**し均一に光照射できます。



- 16本の試験管を同時撹拌できます。
- 冷却は空冷式です。



ターンテーブル**1**回転で、それぞれの撹拌子が**3**回転します。

主な仕様

モデル	TS-20
反応管	φ12×100L (mm) 16本 (別売)
撹拌子の回転数	約120~1000 (rpm)
本体寸法(ターンテーブル含む)	190×190×213H (mm)
価格	ご照会ください。

- 安全カバー
・照射孔を設けています。
・パンチング窓により内の様子が確認できます。



オプション品

※光源はご用意いただく必要があります。

ターンテーブルは、他のサイズの試験管等に合わせたものも製作できます。